

ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA



ODONTORRAS

ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA



DIGITAL



DIGITAL

CARACTERÍSTICAS

As Estufas Bacteriológicas Odontobrás são usadas nos laboratórios de investigação, laboratórios de patologias clínicas, eventualmente em patologia cirúrgica, em microbiologia, onde praticamente todas as culturas bacteriológicas são incubadas à temperatura constante (geralmente 37°C) por tempo variável, para crescimento e multiplicação dos microorganismos.

ESPECIFICAÇÕES

- Compacta e inteiramente de aço tratado quimicamente contra corrosão, acabamento interno em tinta alumínio resistente ao calor e acabamento externo com tinta eletrostática a pó;
- Painel digital microprocessado;
- Porta almofadada com visor inquebrável, fecho magnético e fechadura à chave;
- Isolamento térmico e de alto rendimento;
- Resistências de níquel-cromo;
- Controle eletrônico de tempo e temperatura regulável de 30°C a 70°C, com precisão de 1°C
- Fusível de segurança;
- Reversor de voltagem 110/220 V;
- Cabo de ligação com 2,0 metros de comprimento;
- Controle de pressão interna (respiro) por meio de dispositivo giratório e regulável situado no topo da Estufa;
- Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

Medidas Internas

Modelos	Largura (cm)	Altura (cm)	Comprimento (cm)	Capacidade (L)	Potência (Watts)
ECB 1	30	40	30	36	300
ECB 2	40	50	40	80	390
ECB 3	50	60	50	150	510

Medidas Externas

Modelos	Largura (cm)	Altura (cm)	Comprimento (cm)	Capacidade (L)	Potência (Watts)
ECB 1	43	66	44	36	300
ECB 2	53	76	54	80	390
ECB 3	63	86	64	150	510

ODONTOBRAS

Rua Santos, 1275 - Vila Elisa

CEP 14075-060 - Ribeirão Preto - SP - Brasil

Tel./Fax: (16) (16) 4141.2969 / 3969.6113 / 4141.1069 / 4141.1569

www.odontobras.com - odontobras@odontobras.com