



Estufa EL

ESTUFAS DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM

ODONTOBRÁS

ESTUFAS DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM

ESPECIFICAÇÕES:

- Estufa Elétrica compacta para esterilização a seco de instrumental cirúrgico, médico, odontológico, estético, laboratorial, industrial e outros.
- Com controle de temperatura até 250°C.
- Construída inteiramente em aço tratado por método químico contra corrosão.
- Isolamento térmico feito com lã Roofing em todas as paredes, incluindo a porta, diminuindo a transparência de calor para o exterior da estufa.
- Acabamento interno feito em tinta alumínio, resistente ao calor.
- Porta com fecho rolete que evita desgaste em consequência do uso constante, construída com sistema de vedação em silicone.
- Respiro para saída de ar na parte superior.
- As prateleiras internas são removíveis, aumentando a versatilidade de uso e facilidade de limpeza da estufa.
- Construída em aço tratado por método químico contra corrosão.
- Prateleira interna removível.
- Cores padrão: Cinza.
- Garantia total de 12 meses.
- Puxador de alumínio.
- Vedação da porta em silicone para alta temperatura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Medidas Internas (alt x Larg x Prof)	Medidas Externas (alt x Larg x Prof)	Capacidade	Voltagem	Nº de Bandejas	Potência
EL MAX	15,0 x 29,0 x 25,0 cm	30,6 x 40,2 x 30,8 cm	11 lt	Bivolt	02	550 Watts
EL 1.0	23,0 x 25,0 x 23,0 cm	43,0 x 36,2 x 35,5 cm	13 lt	Bivolt	02	550 Watts
EL 2.2	24,0 X 32,0 X 25,0 cm	42,0 x 40,5 x 34,0 cm	22 lt	Bivolt	02	550 Watts
EL 1.1	32,0 X 31,0 X 29,5 cm	52,0 x 42,0 x 39,0 cm	30 lt	Bivolt	03	550 Watts
EL 1.3	45,0 X 44,5 X 42,5 cm	66,0 x 56,0 x 52,5 cm	85 lt	Bivolt	03	1100 Watts
EL 1.2	34,0 x 34,0 x 36,5 cm	55,0 x 45,0 x 52,0 cm	40 lt	Bivolt	03	550 Watts
EL 1.4	53,5 x 48,5 x 42,5 cm	75,0 x 60,0 x 51,0 cm	110 lt	Bivolt	03	1100 Watts
EL 1.5	59,5 x 49,5 x 50,0 cm	84,5 x 61,0 x 58,0 cm	147 lt	Bivolt	03	1100 Watts
EL 1.6	80,0 x 50,0 x 70,0 cm	1,50 x 61,0 x 78,0 cm	280 lt	Bivolt	02	2000 Watts

Produto fabricado por:



CNPJ: 04741630/0001-78
ANVISA Nº: NR 80168630003

ODONTOBRAS



Rua Santos, 1275 - Vila Elisa - Tel./Fax: (16) (16) 4141.2969 / 3969.6113 / 4141.1069 / 4141.1569 - CEP 14075-060 - Ribeirão Preto - SP - Brasil

www.odontobras.com - odontobras@odontobras.com

www.odontobras.com