

# Seladoras



SELADORA *Thermo Plus I*

SELADORA *Thermo Only Sealing*



SELADORA *Thermo Plus III*

**ODONTOBRAS**

# Seladoras

## ESPECIFICAÇÕES

- ◆ Máquina Termoseladora Eletrônica com ciclo contínuo e temperatura constante.
- ◆ Com um design moderno, inovador e ergonômico.
- ◆ Fácil de usar e limpar.
- ◆ Contornos arredondados e equipada com suporte de rolo que compreende as dimensões mínimas de comprimento da máquina.
- ◆ Os rolos de papel de esterilização (polipropileno) são disponíveis em 100 ou 200 metros e posicionados dentro da máquina permanecendo ocultos graças ao seu moderno design.
- ◆ Construída segundo os padrões de qualidade estabelecidos por Normas Nacionais e Internacionais.
- ◆ O fim de ciclo é dado por um sinal no LED.
- ◆ Lâmina de corte protegida.
- ◆ Única resistência, auto-operativa, trabalha em qualquer tensão, não sujeita a curto-circuitos.
- ◆ Resistência fácil de substituir e fabricada segundo normas de segurança.
- ◆ Garantia total de 12 meses.

Características	Thermo Plus I	Thermo Plus III	Thermo Only Sealing
Automática	não	não	não
Mecânica	sim	sim	sim
Comprimento de Selagem (mm)	300	300	300
Área de Selagem (mm)	6	6	6
Suporte para Rolo	não	sim	não
Guilhotina para cortar papel	não	não	não
Controle de tempo de aquecimento	sim	sim	não
Potência (W)	100	100	100
Voltagem	bivolt	bivolt	bivolt
Suporte para fixação na parede	não	sim	não
Estrutura em aço	não	não	não
Resistência em níquel cromo	sim	sim	sim
Dimensões (mm)	310 x 140 x 165	410 x 210 x 330	310 x 140 x 165
Peso (Kg)	3,5	7	7,5
Sela plástico / plástico	sim	sim	sim

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 102.869.500

**ODONTOBRAS**

Rua Santos, 1275 - Vila Elisa

CEP 14075-060 - Ribeirão Preto - SP - Brasil

Tel./Fax: (16) (16) 4141.2969 / 3969.6113 / 4141.1069 / 4141.1569

[www.odontobras.com](http://www.odontobras.com) - [odontobras@odontobras.com](mailto:odontobras@odontobras.com)